

Procédure d'utilisation du test

FBT - Typage sanguin félin

 Taille réelle de la pipette



Quantité de sang (30 μ l) pour la test FBT

1 Échantillonnage



Prélever du sang frais à l'aide d'une pipette
Ajouter un échantillon d'une goutte (30 μ l) au tube contenant le tampon de dilution

2 Mélanger



Mélanger suffisamment d'échantillon et de tampon diluant en retournant le tube



3 Dépôt des échantillons

 Ne pas surdoser l'échantillon



4 Lecture

00:04:00~00:05:00



Type A

Type B

Type AB

Jeter le kit utilisé

Résultats invalides après 5 min

00:05:00



5 Elimination