

Procedura di utilizzo del test Feline Toxo IgG Ab / IgM Ab



Volume del campione (linea nera): 1 goccia (10 µl)

1

Prelievo del campione



1 goccia di campione (10 µl) nei
pozzetti di campionamento

⚠ Non sovradosare il campione

2

Assorbimento



Attendere il completo assorbimento

3

Aggiunta del reagente

00:00:00



⚠ Dopo il completo assorbimento

Aggiungere 2 gocce di reagente



4

Lettura

00:05:00 ~ 00:10:00



+



Tempo di lettura dei risultati: da 5 a 10 minuti

-



5

Smaltimento

00:10:00



Smaltire il kit usato

Risultati non validi dopo 10 minuti

