



Procédure d'utilisation du test

CHW Ag/Anaplasma Ab/E.canis Ab/Lyme Ab



Dose d'échantillon (ligne noire): 1 goutte (10µl)

1

Prélèvement &
dépôt des échantillons



1 goutte d'échantillon (10µl) dans les
puits de prélèvement

⚠ Ne pas surdoser l'échantillon

2

Absorption



Attendre une complète absorption

3

Ajout du réactif



10 gouttes de réactif

⚠ Après complète absorption

4

Lecture

00:05:00~00:10:00



+

Lecture des résultats entre 5 et 10 min

5

Elimination

00:10:00



Jeter le kit utilisé

Résultats invalides après 10 min

